



PROMEINCAD



BABERO ODONTOLÓGICO

REFERENCIAS TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Tela no tejida, 100% Polipropileno. Celulosa impermeable, resistente a fluidos corporales. No estéril, descartable. Los Baberos desechables Dentales se utilizan para proteger al paciente de forma que éste pueda mancharse durante los procedimientos dentales. De esta forma, aunque se realicen salpicaduras sobre el pecho del paciente, los baberos desechables protegen la ropa del paciente. No estéril, descartable.

- TAMAÑO: En Promeincad ofrecemos Baberos en tamaño **STÁNDAR** para adaptarse a la comodidad de cada paciente.

Registro Sanitario:
86 - DMN - 1018

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Agustín Salcedo
E-13-07 y Julio Ramos.
Teléfono: (593 9) 9922 6101
Quito - Ecuador

www.promeincad.com